

MS400C 陶瓷盘加热磁力搅拌器



功能特征

- 陶瓷涂层加热盘抗腐蚀且易于清洁
- 大屏幕液晶显示屏清晰显示运行时间、搅拌速度与温度
- 按键转速调节防止搅拌棒意外失速
- 外置温度探头控制加热器升温或保持设定温度
- 1点温度校准



技术参数

型号	MS400C
搅拌容量	2000mL (H ₂ O)
搅拌速度	0...2000rpm
加热功率	300W
加热盘温度	最大300°C
定时工作范围	0...999分钟
工作面板尺寸	135 (长) × 135 (宽) mm
工作面板材质	陶瓷涂层
显示屏	定制液晶显示屏 (95 × 35mm)
电源类型	AC 220V/50Hz
环境温度	< 50°C
外形尺寸	230 (长) × 180 (宽) × 120 (高) mm
重量	2.2kg



标准配置

搅拌器, 搅拌棒, 温度探头, 支架

